



Портативный экспресс-анализатор свертывающей системы крови с использованием микрокоагуляционной технологии HEMOCHRON Jr.Signature / HEMOCHRON Jr.Signature +

ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ, ОТДЕЛЕНИЙ РЕАНИМАЦИИ, ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ, КАТЕТЕРИЗАЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА



ACT-LR

Активированное время свертывания крови при низких и средних уровнях гепарина (0-2,5 ЕД/мл), оценка результата - целит-эквивалент

ACT+

Активированное время свертывания крови при высоких уровнях гепарина (1-6 ЕД/мл). Не зависит от уровня гипотермии, гемодилюции, терапии аprotинином. Оценка результата - целит-эквивалент

APPT

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), чувствительность при низких дозах гепарина до 1,5 ЕД/мл, оценка результата - плазма-эквивалент до 400 сек

Citrate APPT

Активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) для цитратной крови, чувствительность при низких дозах гепарина до 1,5 ЕД/мл, оценка результата - плазма-эквивалент до 400 сек

PT

Протромбиновое время. Гибкое использование образцов как венозной, так и капиллярной крови. Оценка результатов – плазма-эквивалент, международное нормализованное отношение (МНО)

Citrate PT

Протромбиновое время для цитратной крови
Гибкое использование образцов как венозной, так и капиллярной крови. Оценка результатов – плазма-эквивалент, международное нормализованное отношение (МНО)



- Использование всего 1 капли свежей или цитратной, капиллярной или венозной крови
- Одноразовые микрокоагуляционные картриджи
- Получение результатов в течение 90 секунд непосредственно у кровати больного
- Не требует специальных навыков проведения лабораторных тестов
- Жидкостный и электронный контроли
- Память на 234/400 тестов пациентов и 85/400 контрольных тестов
- Возможность подключения к персональному компьютеру, передачи данных во внутрибольничную сеть, интернет для Jr.Signature +)
- Сохранение данных о результатах проб и контроля качества тестов (для Jr.Signature +)
- Присвоение результатам теста даты и времени, номера пациента и номера оператора
- Введение, сохранение и редактирование данных оператора: идентификационного номера, названия учреждения, отделения (для Jr.Signature +)
- Программирование до 100 идентификационных данных оператора
- Защита паролем настроек оператора
- Запрет изменения оператором даты и времени исследования или «чистки» базы данных
- Повторное использование идентификационных данных для быстрой маркировки сложных тестов у одного пациента, что экономит время в сериях тестов при длительных процедурах
- Блокировка аппарата на некоторый промежуток времени и/или при неудовлетворительном контроле качества
- Опция 911, контролируемая оператором, для предотвращения блокировки системы в экстренных ситуациях
- Печать результатов на внешнем принтере
- Совместимость программного обеспечения с WIN 95/98/2000/NT/XP
- В состав базовой комплектации включены картридж электронного контроля качества и картридж контроля температуры
- Размеры: 19x5x9 см, вес 0,6 кг

