





## Устройства для работы с образцами крови

Новая технология получения достаточного количества капиллярной крови путем поверхностного надреза выше расположения болевых рецепторов, применяемая в одноразовых картриджах для забора образцов:

- Одноразовое выдвигающееся лезвие, гарантия предотвращения случайного повторного использования
- Учет толщины кожного покрова, глубины и длины надреза, несколько разновидностей
- Для новорожденных, детей, взрослых, хирургической практики
- Цветовая кодировка картриджей различных типов



Классический способ





Технология ITC



Капилляры с гепарин-лителием для работы с образцами крови малого объема и образцами капиллярной крови

### COLLECTION DEVICE



## Одноразовые картриджи для безболезненного забора капиллярной крови

Наименование	Возрастная группа	Цвет	Глубина проникновения лезвия мм	Длина разреза мм
<b>Картриджи для забора крови из стопы новорожденных Tenderfoot</b>				
TFM 50	Новорожденные весом менее 1000 г	Синий корпус	0,65	1,4
TFP 50 TFP 200 TFP 1000	Новорожденные с низким весом при рождении	Белый корпус	0,85	1,75
TF 50 TF 200 TF 1000	До 3-6 мес	Двухцветный (розовый, синий) корпус	1	2,5
TFT 50	6 мес – 2 года	Розовый корпус	2	3
<b>Картриджи для забора крови из пальца Tenderlett</b>				
TL 100 TL 5000	Взрослые, подростки	Красный замок	1,75	0,94
TLJ 100 TLJ 5000	Дети	Синий замок	1,25	0,67
TLT 100 TLT 5000	Дети до 3 лет	Розовый замок	0,85	0,46
<b>Картриджи для забора крови в хирургии для исследования функции тромбоцитов Surgicutt</b>				
SU 50 SUB 50 (с салфетками)	Взрослые	Золотой замок, белый корпус	1	5
SUJ50	Дети	Сиреневый корпус Фиолетовый замок	1	3,5
SUN 100	Новорожденные	Желтый корпус Оранжевый замок	0,5	2,5



**ЗАО "ДРГ ТехСистемс"**  
 121248, Москва, наб. Тараса Шевченко, 3 Совет по торгово-экономическому сотрудничеству (СНГ-США)  
 тел: (495) 920-83 25, (499)243-52 28; (499) 243-56-21; факс: (499) 243-93 00;  
 E-mail: [n.hodakova@drgtech.ru](mailto:n.hodakova@drgtech.ru)