
International, Inc.



Более 40 лет передового опыта...



Кирилл Эрастович Геацинтов, Основатель и президент DRG International, Inc. с супругой и вице-президентом Элке Геацинтов



Скотч Плейнс, Нью-Джерси (Scotch Plains. New Jersey).
В 1970 Доктор Кирилл Эрастович Гиацинтов основывает компанию DRG International, Inc.



Цюрих (Zurich). В 1988 в Цюрихе открывается компания DRG AG.



Мюнхен (Munich).
В 1973 в Мюнхене начинает свою деятельность компания DRG Instruments GmbH.



Варшава (Warsaw).В 1990 начинается история DRG MEDTEK (Польша).




Mapбypr (Marburg). В 1974 офис компании DRG Instruments GmbH переезжает в Марбург.



Гливице (Gliwice).В Гливице расположен еще один офис польского подразделения DRG MEDTEK.



Санкт-Петербург (Saint Petersburg). В 1991 ДРГ Биомед начинает свою работу в Санкт-Петербурге.



Брно (Brno). В 1992 в Чехословакии основана компания DRG Sp.O.O.




Москва (Moscow).В 1993 г. открывается офис ДРГ Техсистемс в Москве.



Берлин (Berlin).В 1994 принято решение открыть филиал DRG Diagnostics в Берлине.



Загреб (Zagreb).
В Хорватии работает представительство компании- DRG Elstim Rep. Office.



Пекин (Beijing).В 2008 DRG International, Inc. открывает офис в Китае.





Офисы компании расположены в США, Германии, России, Польше, Чехии, Китае и Хорватии Дистрибьютеры более чем в 120 странах по всему миру



Поставки медтехники и РИА-наборов в СССР с 1986 г.

На российском рынке медицинской лабораторной диагностики с 1992 г.



DRG International, Inc сегодня это:

- свыше 200 наименований наборов ИФА



ИММУНОЛОГИЯ



РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ, ГОРМОНЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ТИРЕОИДНАЯ ФУНКЦИЯ **ОНКОМАРКЕРЫ** КАРДИОМАРКЕРЫ, МАРКЕРЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГОРМОНЫ В СЛЮНЕ ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА, ЖИРОВОГО ОБМЕНА, ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ КАТЕХОЛАМИНЫ АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ, ПАТОЛОГИЙ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА ФАКТОРЫ РОСТА





DRG International Inc./DRG Techsystems
Suite 2, Building 1, 34, Novocheryomushkinskaya, Moscow, Russia, 117218
Tel./Fax: 7 (499) 277 07 20
zakaz@drgtech.ru/office@drgtech.ru
www.drgtech.ru

Производство:



в Германии



США

... и России



- Наборы для диагностики аутоиммунных заболеваний производства Zeus Scientific, Inc.

Антиядерные антитела (ANA) Антитела к двуспиральной ДНК (dsDNA)

Антинейтрофильные антитела (ANCA) IgA-антитела к глиадину

IgA-антител к кардиолипину IgG-антитела к глиадину

IgG-антител к кардиолипину Антитела к Jo-I

IgM-антител к кардиолипину Антитела к миелопероксидазе

Антитела к кардиолипину (скрининг) Антитела к протеиназе 3 (PR-3)

Экстрагируемые ядерные антигены (ENA) Антитела к ScI-70

Экстрагируемые ядерные антигены (ENA), скрининг Антитела к Sm-антигену

IgM-антитела к ревматоидному фактору (RF IgM) Антитела Sm/RNP

IgG-антитела к тиреоглобулину Антитела к SSA (Ro)

IgG-антитела к тиреоидной пероксидазе Антитела к SSB (La)





- хромогенные среды CHROMagar



легкое дифференцирование микроорганизмов без сложных и дорогостоящих традиционных процедур обнаружения



НОВЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO DRG:HYBRiD•XL







Основные характеристики DRG:Hybrid-XL:

Принципы анализа: ИФА, биохимия, иммунотурбидиметрия.

Образцы/картриджи: до 20 образцов (12 первичных пробирок или 20 вторичных), Random access (случайный доступ), STAT (тестирова ние срочных образцов); готовые к использованию реагенты в карт риджах; штрих-кодовое определение образцов и реагентов; сыво ротка, плазма, моча или слюна как образцы; разведение образцов 1:1000.

<u>Калибровка</u>: штрих-кодовая калибровочная кривая, периодическая ре-калибровка по 2 точкам, стабильность реагентов в течение всего срока годности.

Время анализа: первые результаты через 10 мин; до 80 анализов в час (2 постановки); проведение анализа не требует постоянного контроля, короткий подготовительный этап.

<u>Габариты</u>: $60,8 \times 63,5 \times 58,6$ см.

Только 2 раствора для обслуживания системы: для промывки и очистки иглы.

Определение сгустков.

Определение уровня жидкости.

Различные упаковки реагентов: 40 и 80 тестов.

<u>Управление</u>: цветной сенсорный монитор (8,5 дюймов), простое руководство пользователя, двунаправленный интерфейс (ASTM).



Преимущества DRG:HYBRiD-XL

ОБЪЕДИНЯЕТ ДВА МЕТОДА В ОДНОМ ПРИБОРЕ;

НЕ НУЖЕН УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЬЮТЕР;

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ПРОБОПОДГОТОВКА,

ВКЛЮЧАЯ РАЗВЕДЕНИЕ ОБРАЗЦОВ);

НАСТОЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С ИННОВАЦИОННЫМ ДИЗАЙНОМ; ЛЕГОК В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

УПРАВЛЕНИЕ;

ГИБКОСТЬ В ВЫБОРЕ И КОМБИНИРОВАНИИ ТЕСТОВ;

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ТЕСТОВ (В ПЕРСПЕКТИВЕ ВСЯ ИФА ПАНЕЛЬ ДРГ_.И

МНОЖЕСТВО ТЕСТОВ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ);

КОНТРОЛИ И РЕ-КАЛИБРАТОРЫ ВХОДЯТ В СОСТАВ НАБОРА;

MADE IN GERMANY (РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО)!



- экспресс анализ в условиях отделения кардиореанимации, гемодиализа, послеоперационного отделения, амбулаторных условиях

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ В ТЕЧЕНИЕ 1-5 МИН:

- •КОНТРОЛЬ ТЕРАПИИ АНТИКОАГУЛЯНТАМИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ ГЕПАРИНА И ПРОТАМИНА
- •ΓΑ3ΟΑΗΑΛИ3
- •ЭЛЕКТРОЛИТЫ КРОВИ
- •КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ
- •ДРУГИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



DRG International, Inc является дистрибьютером ведущих мировых оизводителей медицинского оборудования: GE Medical Systems, & Biosense Webster, Medtronic, STEREOTAXIS и мн. др.





Спасибо за внимание!

Скачать презентацию вы можете на нашем caйте: drgtech.ru/presentations/





Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, подписывайтесь на нашу ленту новостей:





3AO «ДРГ Техсистемс» 117218, г. Москва,

Новочеремушкинская, д. 34, корпус 1, офис 2

Телефоны: 7 (499) 277 07 20,

7 (499) 724 25 81,

7 (499) 724 26 36,

7 (499) 724 26 74,

7 (499) 724 27 31,

7 (499) 724 29 98,

Факс: 7 (499) 724 29 49

e-mail: zakaz@drgtech.ru/office@drgtech.ru