



ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Иммуноферментный
анализ

Хромогенные среды
CHROMagar

Экспресс-лаборатория

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ZEUS SCIENTIFIC INC., США



- Система проверки добавления образцов SAVE™ Diluent: окрашивание в лунках микропланшета изменяется после добавления образцов сыворотки.
- Общий протокол анализа для всех наборов аутоиммунной панели дает возможность одновременно проводить несколько различных тестов на одном планшете и свести к минимуму процесс пробоподготовки.
- Единый протокол проведения исследований и одинаковые реагенты в различных наборах панели делают простым и эффективным процесс автоматизации анализа.
- Вся аутоиммунная панель производства компании Zeus Scientific Inc., США зарегистрирована в РФ, РУ № ФСЗ 2012/13470

Антиядерные антитела (ANA)	2Z29001G	Антитела к двуспиральной ДНК (dsDNA)	2Z2881G
Антинейтрофильные антитела (ANCA)	2Z9681G	IgA-антитела к глиадину	2Z61001A
IgA-антител к кардиолипину	2Z51051A	IgG-антитела к глиадину	2Z61001G
IgG-антител к кардиолипину	2Z51051G	Антитела к Jo-1	2Z2871G
IgM-антител к кардиолипину	2Z51051M	Антитела к миелопероксидазе	2Z9671G
Антитела к кардиолипину (скрининг)	2Z51051	Антитела к протеиназе 3 (PR-3)	2Z9691G
Экстрагируемые ядерные антигены (ENA)	2Z2801G	Антитела к Scl-70	2Z2861G
Экстрагируемые ядерные антигены (ENA), скрининг	2Z2851G	Антитела к Sm-антигену	2Z2831G
IgM-антитела к ревматоидному фактору (RF IgM)	2Z9291M	Антитела Sm/RNP	2Z2841G
IgG-антитела к тиреоглобулину	2Z5061G	Антитела к SSA (Ro)	2Z2811G
IgG-антитела к тиреоидной пероксидазе	2Z5051G	Антитела к SSB (La)	2Z2821G





Многоуважаемые коллеги, клиенты, дистрибьюторы и научные работники!

Я приветствую Вас всех как верных и многолетних друзей фирмы DRG.

Для тех, кто ещё не знаком с диагностическими и клиническими наборами фирмы DRG, позвольте добавить несколько слов об истории нашей научной и коммерческой деятельности.

Компания DRG была создана в США в 1970-ом году. С того времени, мы начали поставлять медицинское оборудование, а также диагностические наборы на территорию тогда ещё Советского Союза и других стран.

В дальнейшем, развивая нашу деятельность, мы открыли официальные Представительства DRG International, Inc. (США) в Москве и Санкт-Петербурге, а также тесно сотрудничаем с нашими представителями и дистрибьюторами во всех странах СНГ.

Я ещё помню, как в 1973-ем году мы устроили в Москве самую первую в СССР выставку американской медицинской продукции, которая имела большой успех.

Немного позже мы устроили ряд научных симпозиумов в России, в которых участвовала профессор Яллоу, удостоенная Нобелевской Премии за разработку наборов для радиоиммунологического анализа. Также на этих симпозиумах госпожа Яллоу представила и диагностическую продукцию компании DRG.

Сегодня фирма DRG продолжает разработку новых и интересных наборов, которые мы поставляем в более чем 110 стран мира, включая Германию (где многие из них нами производятся), всю Европу, Китай, Южную Америку и другие регионы.

Компания DRG славится качеством своей продукции, надёжностью и сервисом.

В настоящее время мы выпускаем на рынок уникальную систему - прибор DRG HYBRiD-XL и наборы к нему. Аналогов этой разработке пока нет в мире. Наша система поможет как малым и средним, так и крупным лабораториям проводить анализы полностью автоматически, причём DRG HYBRiD-XL будет не только удобной, но и экономичной альтернативой существующим закрытым системам.

Мы также продолжаем работать с научными центрами, университетами и отдельными учёными для разработки новых наборов для диагностики онкологических, гинекологических, инфекционных и других заболеваний, а в 2009 году наладили производство наборов и в нашем Московском филиале.

Желаю всем дальнейшего личного успеха и надеюсь на тесное сотрудничество с нашими как традиционными, так и новыми клиентами, сотрудниками и учёными.

С почтением,

Кирилл Эрастович Гиацинтов,
Президент DRG International, Inc.
Нью Джерси, США

ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА

НАБОРЫ РЕАКТИВОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ДРГ ТЕХСИСТЕМС», РОССИЯ

Наименование	Кат. №	Время	°С	Стандарты	Чувствительность	Кол-во образца, мкл	Кол-во тестов
ДРГ 17-α-ОН-Прогестерон ИФА	-	95'	КТ	0,15 - 20 нг/мл	0,034 нг/мл	25 С	96
ДРГ Эстрадиол ИФА рестандартизованный	-	90'	КТ	25 - 2000 пг/мл	12 пг/мл	25 С П	96
ДРГ Эстриол свободный ИФА	-	90'	КТ	0,3 - 40 нг/мл	0,075 нг/мл	10 С	96

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Ренин	EIA5125	195'	КТ+Ш	4 - 128 пг/мл	0,81 пг/мл	50 П	96
Альдостерон	EIA5298	120'	КТ+Ш	200 - 1000 пг/мл	5,57 пг/мл	50 С, рМ, П	96
Адреналин (Эпинефрин)	EIA4306	210'	КТ+Ш	0 - 200 нг/мл	0,7 пг/мл М 18,1 пг/мл П	10 М, 300 П	96
Норадреналин (Норэпинефрин)	EIA4317	210'	КТ	5 - 1000 нг/мл	2,5 нг/мл М 93 нг/мл П	10 М, 300 П	96

ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ, ПАТОЛОГИЙ КРОВИ, ПАТОЛОГИЙ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА

Гепсидин	EIA5258	285'	КТ+Ш	2 - 80 нг/мл	< 0,35 нг/мл	20 С П	96
Эритропоэтин	EIA3646	155'	КТ	На флаконах	1,2 мЕ/мл	200 С	96
Ферритин	EIA1872	65'	КТ	15 - 1000 нг/мл	5,0 нг/мл	20 С	96
Плазмин α-2-Антиплазмин Комплекс (РАР Complex)	EIA3763	45'	КТ	50 - 5000 мкг/мл		50 П	192

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), +Ш - необходим шейкер С - сыворотка, П - плазма, М - моча, рМ -разведенная моча

Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drtech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ, ГОРМОНЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ, ТРОПНЫЕ ГОРМОНЫ

Наименование	Кат. №	Время	°С	Стандарты	Чувствительность	Кол-во образца, мкл	Кол-во тестов
17-ОН-прогестерон	EIA1292	95'	КТ	0,15 - 20 нг/мл	0,034 нг/мл	25 С	96
3α-Диол-Глюкуронид (Андростан-,5α-Андростан-3α-, 17β-диол-глюкуронид)	EIA4192	45'	КТ+Ш	0,25 - 50 нг/мл	0,1 нг/мл	50 С	96
Адренокортикотропный гормон (АСТН)	EIA3647	270'	КТ+Ш	На флаконах	0,22 пг/мл	25 П	96
Андростендион	EIA3265	90'	КТ	0,1 - 10 нг/мл	0,021 нг/мл	20 С П	96
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG)	EIA2996	57'	КТ	4 - 260 нмоль/л	0,77 нмоль/л	25 рС рП	96
ДГЭА	EIA3415	75'	КТ	0,37- 30 нг/мл	0,108 нг/мл	20 С	96
ДГЭА-Сульфат	EIA1562	75'	КТ	0,1 - 10 мкг/мл	0,044 мкг/мл	25 С П	96
Кортизол (в моче)	EIA2989	75'	37°С	10-500 нг/мл	2 нг/мл	10 рМ	96
Кортизол	EIA1887	75'	КТ	20 - 800 нг/мл	2,5 нг/мл	20 С П	96
Кортикостерон	EIA4164	75'	КТ	5-240 нмоль/л	1,631 нмоль/л	20 С П	96
ЛГ (в моче)	EIA1290	40'	КТ	10-200 мМЕ/мл	2 мМЕ/мл	25 М	96
ЛГ	EIA1289	40'	КТ	10-200 мМЕ/мл	1,27 мМЕ/мл	25 С	96
Прегненолон	EIA4170	75'	КТ	0,1 - 25,6 нг/мл	0,05 нг/мл	50 С	96
Прогестерон	EIA1561	75'	КТ	0,3 - 40 нг/мл	0,045 нг/ мл	25 С П	96
Пролактин	EIA1291	40'	КТ	5-200 нг/мл	0,35 нг/мл	25 С	96
Соматотропный гормон (HGH)	EIA1787	65'	КТ	2,5 - 50 нг/мл	0,5 нг/мл	50 С	96
Тестостерон	EIA1559	75'	КТ	0,2 - 16 нг/мл	0,083 нг/мл	25 С П	96
Тестостерон, дигидро	EIA5761	80'	37°С	25 - 2500 пг/мл	6,0 пг/мл	75 С П	96
Тестостерон, свободный	EIA2924	75'	37°С	0,2 - 100 пг/мл	0,04 пг/мл	20 С П	96
ФСГ	EIA1288	40'	КТ	5 - 100 мМЕ/мл	0,856 мМЕ/мл	25 С	96
Эстрадиол	EIA2693	120'	КТ	25 - 2000 пг/мл	10,6 пг/мл	25 С П	96
Эстрадиол, ультрачувствительный	EIA4399	270'	КТ	3 - 200 пг/мл	1,399 пг/мл	100 С П	96
Эстрон	EIA4174	90'	КТ	15 - 2000 пг/мл	6,3 пг/мл	50 С П	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), С - сыворотка, П - плазма, М - моча, рМ -разведенная моча,
рС - разведенная сыворотка, рП - разведенная плазма

ГОРМОНЫ В СЛЮНЕ

Наименование	Кат. №	Время	°С	Стандарты	Чувствительность	Кол-во образца, мкл	Кол-во тестов
Андростендион	SLV4780	75'	37°С	20 - 1000 пг/мл	5 пг/мл	50 Сл	96
Кортизол	SLV2930	90'	КТ	2 - 80 нг/мл	0,0537 нг/мл	100 Сл	96
Кортизол, ультрачувствительный	SLV4635	90'	КТ	0,1 - 30 нг/мл	0,012 нг/мл	100 Сл	96
ДГЭА	SLV3012	80'	КТ	10 - 1440 пг/мл	2,2 пг/мл	50 Сл	96
Эстрадиол	SLV4188	180'	КТ	1 - 100 пг/мл	0,6 пг/мл	100 Сл	96
17-ОН-прогестерон	SLV3140	75'	КТ	10 - 1000 пг/мл	2,5 пг/мл	25 Сл	96
Прогестерон	SLV2931	75'	КТ	10 - 5000 пг/мл	3,8 пг/мл	100 Сл	96
Тестостерон	SLV3013	90'	КТ	10 - 5000 пг/мл	1,9 пг/мл	100 Сл	96
Эстриол, свободный	SLV3653	75'	КТ	2,5 - 4000 пг/мл	1,1 пг/мл	50 Сл	96

МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ

Остеокальцин (Целая молекула)	EIA1735	130'	КТ	1 - 50 нг/мл	0,5 нг/мл	25 С П	96
Остеокальцин (Целая молекула)	EIA3375	165'	КТ		0,08 нг/мл	25 С	96
Остеокальцин (Фрагменты)	EIA1733	195'	37°С	1,0 - 50 нг/мл	0,5 нг/мл	25 С П	96
Остеопротегерин	EIA4573	160'	КТ+Ш	60 пмоль/л для разбавления	0,1 пмоль/л	100 рС рП	96
25-ОН-Витамин D (Прямой)	EIA5396	120'	КТ	5 - 160 нмоль/л	2,45 нмоль/л	25 С	96

ИММУНОЛОГИЯ

Иммуноглобулин Е, общий	EIA1788	80'	КТ	10 - 800 МЕ/мл	5,0 МЕ/мл	20 С	96
Компонент Комплекмента C1q CIC	EIA3169	75'	37°С	16, 64 мг эквив./мл	1,0 мг эквив./мл	100 рС рП	96
Компонент Комплекмента C3d CIC	EIA3170	75'	37°С	16, 64 мг эквив./мл	1,0 мг эквив./мл	100 рС рП	96
Компонент Комплекмента C5a (анафилатоксин)	EIA3327	50'	КТ	0,1 - 10 мкг/л	0,02 мкг/л	50 П М	192
Неоптерин	EIA1476	150'	КТ+Ш	0,5 - 100 нг/мл		25 С	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), +Ш - необходим шейкер, С - сыворотка, П - плазма, М - моча,
рП - разведенная плазма, рС -разведенная сыворотка, Сл - слюна

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Наименование	Кат. №	Время	°С	Стандарты	Чувствительность	Кол-во образца, мкл	Кол-во тестов
Двуспиральная ДНК IgG (dsDNA, IgGELISA)	EIA3438	60'	КТ	12,5 - 200 МЕ/мл	1,0 МЕ/мл	10 С П	96
Антядерные антитела, скрининг (ANA Screen)	EIA3562	60'	КТ	Качественный		10 С П	96
Антядерные антитела, комбинированный (ANACombiEIA (ANA-8-Profile))	EIA3563	60'	КТ	Качественный		10 С П	96
Антитела к двуспиральной ДНК, скрининг (dsDNA ScreenEIA)	EIA3566	60'	КТ	12 - 200 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Антитела к односпиральной ДНК (ssDNA, anti)	EIA3567	60'	КТ	12,5 - 200 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Экстрагируемые ядерные антигены, скрининг (ENA Screen)	EIA3571	60'	КТ	Качественный		10 С П	96
Экстрагируемые ядерные антигены, комбинированный (ENA Combi)	EIA3572	60'	КТ	12,5 - 100 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Ревматоидный фактор IgA/IgG/IgM, скрининг (Rheumatoid Factor Screen IgA/IgG/IgM)	EIA3583	60'	КТ	15 - 500 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Ревматоидный фактор IgA (Rheumatoid Factor IgA)	EIA3586	60'	КТ	15 - 500 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Ревматоидный фактор IgG (Rheumatoid Factor IgG)	EIA3584	60'	КТ	15 - 500 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Ревматоидный фактор IgM (Rheumatoid Factor IgM)	EIA3585	60'	КТ	15 - 500 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Гликопротеин I, IgG/IgM (Glycoprotein I IgG/IgM)	EIA3590	60'	КТ	6,3 - 100 Е/мл	0,5 Е/мл	10 С П	96
Бета-2-Гликопротеин I IgA (Glycoprotein I IgA, anti-beta2)	EIA3884	60'	КТ	6,3 - 100 Е/мл	0,5 Е/мл	10 С П	96
Бета-2-Гликопротеин I, скрининг (anti Beta2 Glycoprotein I Screen)	EIA3911	60'	КТ	3,3 - 90 Е/мл	0,5 Е/мл	10 С П	96
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, комбинированный (ANCA Combi)	EIA3595	60'	КТ	Качественный		10 С П	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), С - сыворотка, П - плазма

Наименование	Кат. №	Время	°С	Стандарты	Чувствительность	Кол-во образца, мкл	Кол-во тестов
Перинуклеарные антинейтрофильные цитоплазматические антитела к миелопероксидазе (p-ANCA MPO)	EIA3597	60'	КТ	6,3 - 100 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Антимитохондриальные антитела (AMA-M2)	EIA3604	60'	КТ	12,5 - 200 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Антитела к париетальным клеткам желудка (Parietal Cell anti)	EIA3607	60'	КТ	6,3 -100 Е/мл	0,5 Е/мл	10 С П	96
Нуклеосомы при системной красной волчанке (Nucleosomes SLE)	EIA3610	60'	КТ	12,5 - 200 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Протромбин IgG/IgM (Prothrombin IgG/IgM anti)	EIA3612	60'	КТ	7,5 - 120 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Протромбин IgA (Prothrombin IgA)	EIA3613	60'	КТ	7,5 - 120 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Протромбиновый скрининг (Prothrombin Screen)	EIA3614	60'	КТ	6,3 - 100 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA Screen)	EIA3776	60'	КТ	Качественный		10 С П	96
Тканевая транслутаминаза IgA (Transglutaminase IgA anti Tissue)	EIA3611	60'	КТ	5 - 200 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Тканевая транслутаминаза IgG (Transglutaminase IgG anti tissue)	EIA3882	60'	КТ	5 - 200 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Тканевая транслутаминаза, скрининг (Anti-Tissue Transglutaminase Screen)	EIA4464	60'	КТ	IgA 5 - 200 Е/мл IgG 5 - 200 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Глиадин IgA	EIA3370	75'	КТ	качественный	93,9%	10 С	96
Глиадин IgG	EIA3371	75'	КТ	Качественный	94%	10 С	96
Антиядерные антитела (ANA)	EIA2773	120'	КТ	Качественный	90,4%	10 С П	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), С - сыворотка, П - плазма

Наименование	Кат. №	Время	°С	Стандарты	Чувствительность	Кол-во образца, мкл	Кол-во тестов
Фосфатиднаякислота IgG/IgM (Phosphatidic Acid IgG/IgM, anti)	EIA3594	60'	КТ	Качественный	1,0 Е/мл	10 С П	96
Фосфатидилинозитол IgG/IgM (Phosphatidyl Inositol IgG/IgM, anti-)	EIA3593	60'	КТ	6,3 - 100 Е/мл	1,0 Е/мл	10 С П	96
Фосфатидилсерин IgG/IgM (Phosphatidyl Serine IgG/IgM, anti-)	EIA3592	50'	КТ	6,3 - 100 Е/мл	0,5 Е/мл	10 С П	96
Антифосфолипидный скрининг (IgG/IgM, Anti-)	EIA3591	60'	КТ	6,3 - 100 Е/мл	0,5 Е/мл	10 С П	96
Антиспермальные антитела	EIA4249	150'	37°С	31 - 250 Е/мл	1,0 Е/мл	50 рСЖ	96
Антиспермальные антитела	EIA1826	150'	37°С	31 - 250 Е/мл	1,0 Е/мл	50 рС	96
Овариальные антитела	EIA2937	150'	37°С	6 - 100 Е/мл	1,0 Е/мл	50 рС	96
Овариальные антитела с определением типа	EIA3777	150'	37°С	Качественный		50 рС	96
Антитела к тиреоглобулину	EIA3708	50'	КТ	100 - 9000 МЕ/мл	10 МЕ/мл	100 рС рП	96
Антитела к тиреоидной пероксидазе	EIA3561	50'	КТ	33 - 3000 МЕ/мл	5,0 МЕ/мл	100 рС рП	96
Антитела к рецепторам ТТГ	EIA3369	175'	КТ	1 - 40 Е/л	1,3 Е/л	75 С	96
Антитела к кардиолипину IgG/IgM, скрининг	EIA3587	50'	КТ	IgG 7,5 - 120 Е/мл IgM 5 - 80 Е/мл	1,0 Е/мл 0,5 Е/мл	100 рС рП	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), С - сыворотка, П - плазма, рСЖ - разведенная семенная жидкость, рС - разведенная сыворотка, рП - разведенная плазма

Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drgtech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

КАРДИОМАРКЕРЫ, МАРКЕРЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Наименование	Кат. №	Время	°C	Стандарты	Чувствительность	Кол-во образца, мкл	Кол-во тестов
Миоглобин	EIA3955	65'	КТ	25 - 1000 нг/мл	5,0 нг/мл	20 pC	96
Тропонин I (Troponin I Elisa)	EIA2952	110'	КТ	2 - 75 нг/мл	0,48 нг/мл	100 С	96
Антитела к кардиолипину IgG/IgM скрининг	EIA3587	50'	КТ	IgG 7,5 - 120 Е/мл IgM 5 - 80 Е/мл	1,0 Е/мл 0,5 Е/мл	100 pC pП	96
С-реактивный белок, ультрачувствительный	EIA3954	65'	КТ	0,005 - 0,1 мг/л	0,1 мг/л	10 pC	96
Гомоцистеин	EIA2925	110'	37°C	2 - 50 мкмоль/л	1,0 мкмоль/л	25 С П	96
Комплект контролей для Гомоцистеина	EIA3329			Контрольный материал 3×1,5 мл		25 КО	3 фл.

ТИРЕОИДНАЯ ФУНКЦИЯ

T-3	EIA1780	80'	КТ	0,5 - 10 нг/мл	0,2 нг/мл	50 С	96
T-3, свободный	EIA2385	80'	КТ	0,9 - 19 пг/мл	0,05 пг/мл	50 С	96
T-4	EIA1781	80'	КТ	2 - 25 мкг/дл	0,5 мкг/дл	25 С	96
T-4, свободный	EIA2386	80'	КТ	0,4 - 8,0 нг/дл	0,05 нг/дл	50 С	96
T-4, свободный	EIA4109	75'	КТ	0,4 - 7,4 нг/дл	0,05 нг/дл	50 С	192
ТТГ, ультрачувствительный	EIA1790	140'	КТ+Ш	0,1 -10 мкМЕ/мл	0,054 мкМЕ/мл	100 С	96
ТТГ	EIA4111	75'	КТ	0,5 - 40 мкМЕ/мл	0,027 мкМЕ/мл	50 С	192
ТТГ	EIA4171	120'	КТ	0,25 -15 мМЕ/л	0,06 мМЕ/л	25 С	96
Антитела к тиреоглобулину	EIA3708	60'	КТ	100 -9000 МЕ/мл	10,0 МЕ/мл	10 С П	96
Антитела к тиреоидной пероксидазе	EIA3561	60'	КТ	33 - 3000 МЕ/мл	5,0 МЕ/мл	10 С П	96
Тиреоглобулин	EIA3377	135'	КТ	0,3 - 300 нг/мл	1,0 нг/мл	50 С	96
Паратиреоидный гормон (PTH Intact)	EIA3645	210'	КТ+Ш	7.8 - 918 пг/мл	0,9 пг/мл	25 С П	96
Антитела к рецепторам ТТГ	EIA3369	175'	КТ	1 - 40 Е/л	1,3 Е/л	75 С	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °C), +Ш - необходим шейкер, С - сыворотка, П - плазма, pC -разведенная сыворотка, pП - разведенная плазма, КО - контрольный образец

ОНКОМАРКЕРЫ

Наименование	Кат. №	Время	°С	Стандарты	Чувствительность	Кол-во образца, мкл	Кол-во тестов
Ca125	EIA5072	75'	КТ	25 - 600 Е/мл	0,25 Е/мл	50 С П	96
CA15.3	EIA5068	135'	КТ	25 - 200 Е/мл	0,5 Е/мл	10 С П	96
CA19.9	EIA5069	150	КТ	15 - 240 Е/мл	0,2 Е/мл	50 С П	96
CA72.4	EIA5071	150'	КТ	3 - 100 Е/мл	0,79 Е/мл	20 С П	96
Cyfra21.1	EIA5070	75'	КТ	3 - 50 нг/мл	0,15 нг/мл	50 С П	96
UBC (Urinary Bladder Cancer) Маркер рака мочевого	EIA2355	135'	КТ+Ш	1,2 - 20 мкг/л	0,1 мкг/л	100 рМ	96
Альфафетопротеин	EIA1468	40'	КТ	10 - 160 МЕ/мл	1,78 МЕ/мл	25 С	96
Бета-2-микроглобулин	EIA1789	80'	37°С	0,625 - 10 мкг/мл	0,1 мкг/мл	20 рС рП рМ	96
Ванилилминдальная кислота (VMA)	EIA1620	75'	КТ	0,0625 - 8 мкг/мл	0,035 мкг/мл	50 рМ	96
Кальцитонин	EIA3648	270'	КТ+Ш	10 - 1000 пг/мл	1,0 пг/мл	100 С	96
Нейрон-специфическая енолаза (NSE)	EIA4610	75'	КТ	4 - 100 нг/мл	0,19 нг/мл	25 С	96
ПСА	EIA3719	85'	КТ	1,56 - 25 нг/мл	0,2 нг/мл	25 С П	96
ПСА, свободный	EIA4189	135'	КТ	0,75 - 12 нг/мл	0,1 нг/мл	25 С П	96
РЭА	EIA1871	80'	КТ	3 - 120 нг/мл	1,0 нг/мл	50 С	96
Тиреоглобулин	EIA3377	135'	КТ	0,3 - 300 нг/мл	1,0 нг/мл	50 С	96
Тканевой полипептид- специфический антиген (фрагменты цитокератина-18 (СУК18)) (TPS)	EIA2354	150'	КТ+Ш	30 - 1200 Е/л	6 Е/л	50 С П	96
Ферритин	EIA1872	65'	КТ	15 - 1000 нг/мл	5,0 нг/мл	20 С	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), +Ш - необходим шейкер, С - сыворотка, П - плазма,
С - разведенная сыворотка, рП - разведенная плазма, рМ - разведенная моча

Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drtech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Наименование	Кат. №	Время	°С	Стандарты	Чувствительность	Кол-во образца, мкл	Кол-во тестов
Эстриол, свободный	EIA1612	90'	КТ	0,3 - 40 нг/мл	0,075 нг/мл	10 С	96
Эстриол, общий	EIA3717	75'	37°С	2 - 200 нг/мл	0,22 нг/мл	20 С П	96
ХГЧ	EIA1469	40'	КТ	5 - 1000 мМЕ/мл	5,0 мМЕ/мл	25 С П	96
ХГЧ, бета	EIA1911	75'	КТ	5 - 200 мМЕ/мл	1,0 мМЕ/мл	25 С	96
ХГЧ (качественный, бесприборный)	EIA2113	10'	КТ	20 - 150 мМЕ/мл	20 мМЕ/мл	50 М С	96
Плацентарный лактоген	EIA1283	40'	КТ	1,25 - 20 мг/л	0,043 мг/л	10 рС	96
Плазменный белок А, ассоциированный с беременностью (РАРР-А)	EIA2397	75'	КТ	1 - 30 мкг/мл	0,133 мкг/л	10 С П	96
Альфафетопротеин	EIA1468	40'	КТ	10 - 160 МЕ/мл	1,78 МЕ/мл	25 С	96
ХГЧ, бета, свободный	EIA4718	80'	КТ	10 - 200 нг/мл	0,2 нг/мл	50 С	96
Плацентарный фактор роста (PLGF)	EIA4529	150'	КТ	25 - 1000 пг/мл	1,062 пг/мл	25 С	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), С - сыворотка, П - плазма, М - моча, рС -разведенная сыворотка



Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drtech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

ФАКТОРЫ РОСТА

Наименование	Кат. №	Время	°С	Стандарты	Чувствительность	Кол-во образца, мкл	Кол-во тестов
Трансформирующий фактор роста 1-бета (TGF β-1)	EIA1864	Ночная	4°С	600 пг/мл для разбавления	1,9 пг/мл	100 пС пП СКК	96
Трансформирующий фактор роста 2-бета (TGF β-2)	EIA2396	330'	КТ	1000 пг/мл для разбавления	10 пг/мл	100 пС пП СКК	96
Соматотропный гормон (HGH)	EIA1787	65'	КТ	2,5 - 50 нг/мл	0,5 нг/мл	50 С	96
Инсулиноподобный фактор роста, связывающий белок-1 (IGF BP-1, PP12)	EIA3780	75'	КТ	3 - 50 нг/мл		10 С	96
Инсулиноподобный фактор роста, связывающий белок- (IGF BP-3)	EIA3300	120'	КТ	360 - 6900 нг/мл	10,5 нг/мл	100 рС	96
Инсулиноподобный фактор роста I (1-600) (IGF1-600)	EIA4140	210'	КТ	5 - 600 нг/мл	1,292 нг/мл	50 С	96
Плацентарный фактор роста (PLGF)	EIA4529	150'	КТ	25 - 1000 пг/мл	1,062 пг/мл	25 С	96

ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА, ЖИРОВОГО ОБМЕНА, ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА

С-пептид	EIA1293	110'	КТ	0,2 - 16 нг/мл	0,064 нг/мл	100 М С П	96
Инсулин	EIA2935	75'	КТ	6,25 - 100 мкМЕ/мл	1,76 мкМЕ/мл	25 С П	96
Антитела к инсулину	EIA3608	60'	КТ	6,3 - 100 Е/мл	0,5 Е/мл	10 С П	96
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (Anti-GAD)	EIA1910	150'	КТ	0,6 - 3 Е/мл		100 рС	96
Микроальбумин	EIA3881	50'	КТ	0,15 - 400 мкг/мл	0,5 мкг/мл	20 М	96
Проинсулин	EIA1560	Ночная	4°С	2,6 - 66 пмоль/л	0,5 пмоль/л	100 С П	96
Лептин	EIA2395	195'	КТ	2 - 100 нг/мл	1,0 нг/мл	15 С П	96
Адипонектин	EIA4177	170'	КТ	200 нг/мл для разбавления		20 пС пП СКК	96
Грелин	EIA4710	170'	КТ +Ш		15 пг/мл	20 пС пП	96
Гастрин	EIA4187	300'	37°С +Ш	100000 пг/мл для разбавления	7,27 пг/мл	100 пС пП ССК	96
Кальпротектин (MRP 8/14)	EIA5111	200'	37°С +Ш	3,9 - 250 нг/мл		100 рС рП	96
Кальпротектин (MRP 8/14)	EIA5190	140'	37°С +Ш	13 - 840 нг/мл		15 мг Ст	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), +Ш - необходим шейкер, С - сыворотка, П - плазма, М - моча, рС -разведенная сыворотка, пС - подготовленная сыворотка, пП - подготовленная плазма, СКК - супернатант культуры клеток, Ст- стул

КАТЕХОЛАМИНЫ

Наименование	Кат. №	Время	°С	Стандарты	Чувствительность	Кол-во образца, мкл	Кол-во тестов
Адреналин (Эпинефрин)	EIA4306	210'	КТ+Ш	1 - 200 нг/мл	0,7 нг/мл - М, 18,1 пг/мл - П	100 пМ пП	96
Норадреналин (Норэпинефрин)	EIA4317	210'	КТ+Ш	5 - 1000 нг/мл	2,5 нг/мл - М, 93 пг/мл - П	20 пМ пП	96
Допамин	EIA4161	210'	КТ+Ш	10 - 2000 нг/мл	4,8 нг/мл - М, 75 пг/мл - П	25 пМ 50 пП	96
Норметанефрин	EIA4319	Ночная	КТ+Ш	72 - 7200 пг/мл	22,8 пг/мл	25 пП	96
Норметанефрин	EIA4321	60'	КТ+Ш	30 - 3000 нг/мл	23 нг/мл.	25 пМ	96
Метанефрин	EIA4313	Ночная	КТ+Ш	36 - 3600 пг/мл	15,1 пг/мл	50 пП	96
Метанефрин	EIA4315	60'	КТ+Ш	20 - 2000 нг/мл	13 нг/мл	25 пМ	96
МетКомби (Метанефрин и норметанефрин)	EIA4082	Ночная	КТ+Ш	М:36 - 3600 пг/мл	17 пг/мл	М: 75 пП НМ: 25 пП	2 x 96
				НМ: 48 - 4800 пг/мл	23 пг/мл		
МетКомби (Метанефрин и норметанефрин)	EIA4083	60'	КТ+Ш	М: 20 - 2000 нг/мл	13 нг/мл	25 пМ	2 x 96
				НМ:30 - 3000 нг/мл	23 нг/мл		
Адреналин и Норадреналин (КатКомби)	EIA4309	210'	КТ+Ш	А: 1 - 200 нг/мл	0,7 нг/мл - М, 18,1 пг/мл - П	А: 100 пМ пП	2 x 96
				НА: 5 - 1000 нг/мл	2,5 нг/мл - М, 93 пг/мл - П	НА: 20 пМ пП	
ТриКат (Адреналин Норадреналин, Дофамин)	EIA4080	210'	КТ+Ш	А: 1 - 200 нг/мл	0,7 нг/мл - М, 18,1 пг/мл - П	А: 100 пМ пП	3 x 96
				НА: 5 - 1000 нг/мл	2,5 нг/мл - М, 93 пг/мл - П	НА: 25 пМ 50 пП	
				Д: 10 - 2000 нг/мл	4,8 нг/мл - М, 75 пг/мл - П	Д: 25 пМ 50 пП	
Гистамин	EIA4005	Ночная	8°С+Ш	0,5 - 50 нг/мл	0,12 нг/мл - П 0,30 нг/мл - М	25 пП 10 пМ	96
5-Гидроксииндолуксусная кислота (5-HIAA)	EIA4482	150'	КТ+Ш	0,5 - 50 мг/л	0,17 мг/л	25 пМ	96
Серотонин	EIA5061	60'	КТ+Ш	15 - 2500 нг/мл	5 нг/мл	25 пМ пП пС пПсТ	96
Мелатонин сульфат	EIA1432	150'	КТ+Ш	1,7 - 420 нг/мл	1 нг/мл	50 пМ	96
Мелатонин	EIA1431	Ночная	8°С+Ш	+, -	1,6 нг/мл	50 пМ	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), +Ш - необходим шейкер, А - адреналин, НА - норадреналин,
Д - допамин, С - сыворотка, П - плазма, пС - подготовленная сыворотка, пП - подготовленная плазма,
пМ - подготовленная моча, ПОП - подготовленный образец пищи, пПсТ - подготовленная плазма, свободная от тромбоцитов

ГЕЛЬМИНТЫ

Наименование	Кат. №	Время	°С	Контроли	Специфичность	Чувствительность	Образец анализа, мкл	Кол-во тестов
Аскарида (Ascaris IgG)	EIA3817	105'	37°C	+, -, Cut-off	95%	95%	10 С П	96
Эхинококк (Echinococcus granulosus IgG)	EIA3472	105'	37°C	+, -, Cut-off	100%	97%	100 pC	96
Шистосома (Schistosoma spp. IgG)	EIA3512	25'	КТ	+, -	100%	85%	100 pC	96
Угрица кишечная (Strongyloides stercoralis IgG)	EIA4208	20'	КТ	+, -	100%	100%	100 pC	96
Свинной цепень (Taenia solium IgG)	EIA3513	20'	КТ	+, -	96 %	88%	100 pC pП	96
Токсокара (Toxocara canis IgG)	EIA3518	20'	КТ	+, -	93,3%	87,5%	100 pC	96
Печеночный сосальщик (Fasciola IgG)	EIA4503	105'	37°C	+, -, Cut-off	100%	100%	100 pC	96
Трихинелла (Trichinella spiralis IgG)	EIA3521	20'	КТ	+, -	94,4%	96,3%	100 pC	96

ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Амеба (антиген в стуле) (Entamoeba histolytica Ag stool)	EIA3473	45'	КТ	+, -	100%	88%	1 г Ст	96
Амеба (Entamoeba histolytica IgG)	EIA3474	20'	КТ	+, -	100%	92%	100 pC	96
Лямблия (антиген в стуле) (Giardia Ag stool)	EIA3477	100'	КТ	+, -	100%	100%	0,1 г Ст	96
Лейшмания (Leishmania IgG)	EIA3492	25'	КТ	+, -	84%	97%	100 pC	96
Токсоплазма IgA (Toxoplasma gondii IgA)	EIA3683	100'	КТ	+, - Cut-off	98,5%	100%	100 pC	96
Токсоплазма IgG (Toxoplasma gondii IgG)	EIA3519	105'	37°C	+, -, 50-200 ME/мл	98%	100%	100 pC	96
Токсоплазма IgM (Toxoplasma gondii IgM)	EIA3520	105'	37°C	+, -, 25-100 E/мл	98%	100%	100 pC	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), + - положительный контроль,
 - - отрицательный контроль, С - сыворотка, П - плазма, pC -разведенная сыворотка,
 pП -разведенная плазма, 1 г Ст - 1 грамм стула

Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drgetech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Наименование	Кат. №	Время	°С	Контроли	Специфичность	Чувствительность	Образец анализа, мкл	Кол-во тестов
Аденовирус (антиген в стуле) (Adenovirus Ag stool)	EIA3444	45'	КТ	+, -	93,1%	100%	1 г Ст	96
Аденовирус IgA (Adenovirus IgA)	EIA3445	105'	37°С	+, -, Cut-off	96%	100 %	100 pC	96
Аденовирус IgG (Adenovirus IgG)	EIA3446	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	100 %	100 pC	96
Аденовирус IgM (Adenovirus IgM)	EIA3447	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	100%	100 pC	96
Цитомегаловирус IgG (CMV IgG)	EIA3468	105'	37°С	⁺ , ⁻ , 10-80 Е/мл	100%	98 %	100 pC	96
Цитомегаловирус IgM (CMV IgM)	EIA3469	105'	37°С	⁺ , ⁻ , 50-400 Е/мл	100%	86%	100 pC	96
Лихорадка Дэнге IgG (Dengue IgG)	EIA3470	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	100%	100 pC	96
Лихорадка Дэнге IgM (Dengue IgM)	EIA3471	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	100%	100 pC	96
Вирус Эпштейна-Барр IgG (капсид-антиген) (EBV-VCA IgG)	EIA3475	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	98,61 %	100 pC	96
Вирус Эпштейна-Барр IgM (капсид-антиген) (EBV-VCA IgM)	EIA3476	105'	37°С	+, -, Cut-off	96,36%	100%	100 pC	96
Вирус Эпштейна-Барр IgA (ядерный антиген) (EBV-EBNA IgA)	EIA2519	110'	КТ	⁺⁺ , ⁺ , ⁻ , Cut-off,			100 pC	96
Вирус Эпштейна-Барр IgG (ядерный антиген) (EBV-EBNA IgG)	EIA4246	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	98%	100 pC	96
Вирус Эпштейна-Барр IgM (ядерный антиген) (EBV-EBNA IgM)	EIA4247	105'	37°С	+, -, Cut-off	97%	95%	100 pC	96
Вирус Простого герпеса 1 IgG (HSV 1 IgG)	EIA3485	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	96,08%	100 pC	96
Вирус Простого герпеса 1 IgM (HSV 1 IgM)	EIA3486	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	100%	100 pC	96
Вирус Простого герпеса 1+2 IgG (HSV 1+2 IgG)	EIA3489	105'	37°С	+, -, Cut-off	96,43%	98,11%	100 pC	96
Вирус Простого герпеса 1+2 IgM (HSV 1+2 IgM)	EIA3490	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	100%	100 pC	96
Вирус Простого герпеса 2 IgG (HSV 2 IgG)	EIA3487	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	100%	100 pC	96
Вирус Простого герпеса 2 IgM (HSV 2 IgM)	EIA3488	105'	37°С	+, -, Cut-off	96,47%	100%	100 pC	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), + - положительный контроль, ++ - высокоположительный контроль,
 -- отрицательный контроль, С - сыворотка, П - плазма, pC -разведенная сыворотка, 1 г Ст - 1 грамм стула

Наименование	Кат. №	Время	°С	Контроли	Специфич- ность	Чувствитель- ность	Образец анализа, мкл	Кол-во тестов
Вирус Парагриппа 1,2,3 IgA (Parainfluenza 1,2,3 IgA)	EIA4351	105'	37°С	⁺ , ⁻ , 10-100 Е/мл	99,37%	94,54%	100 рС	96
Вирус Парагриппа 1,2,3 IgG (Parainfluenza 1,2,3 IgG)	EIA4349	105'	37°С	⁺ , ⁻ , 10-125 Е/мл	100%	100%	100 рС	96
Вирус Парагриппа 1,2,3 IgM (Parainfluenza 1,2,3 IgM)	EIA4350	110'	КТ	⁺ , ⁻ , 10-200 Е/мл			10 С П	96
Вирус гриппа А IgA (Influenza А IgA)	EIA3792	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	90%	90%	100 рС рП	96
Вирус гриппа А IgG (Influenza А IgG)	EIA3793	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	91,7%	95%	100 рС рП	96
Вирус гриппа А IgM (Influenza А IgM)	EIA3794	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	95%	95%	100 рС	96
Вирус гриппа В IgA (Influenza В IgA)	EIA3795	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	90%	90%	100 рС	96
Вирус гриппа В IgG (Influenza В IgG)	EIA3796	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	86,7%	95,8%	100 рС	96
Вирус гриппа В IgM (Influenza В IgM)	EIA3797	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	95%	95%	100 рС	96
Вирус кори IgG (Measles virus IgG)	EIA3844	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	100%	97,7%	100 рС	96
Вирус кори IgM (Measles virus IgM)	EIA3845	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	100%	100%	100 рС	96
Эпидемический Паротит IgG (Mumps IgG)	EIA3846	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	100%	98,8%	100 рС	96
Эпидемический Паротит IgM (Mumps IgM)	EIA3847	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	97,3%	100%	100 рС	96
Парвовирус В19 IgG (Parvovirus В19 IgG)	EIA3503	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	100%	98%	100 рС	96
Парвовирус В19 IgM (Parvovirus В19 IgM)	EIA3504	105'	37°С	⁺ , ⁻ , Cut-off	100%	100%	100 рС	96
Ротавирус (антиген в стуле) (Rotavirus Ag stool)	EIA3509	45'	КТ	⁺ , ⁻			1 г Ст	96
Краснуха (Rubella IgG)	EIA3510	105'	37°С	⁺ , ⁻ , 10-100 Е/мл	99%	100%	100 рС	96
Краснуха (Rubella IgM)	EIA3511	105'	37°С	⁺ , ⁻ , 75-300 Е/мл	100%	100%	100 рС	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), + - положительный контроль, - отрицательный контроль, рС -разведенная сыворотка, рП - разведенная плазма, С - сыворотка, П - плазма, 1 г Ст - 1 грамм стула

Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drtech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

Наименование	Кат. №	Время	°С	Контроли	Специфич-ность	Чувствитель-ность	Образец анализа, мкл	Кол-во тестов
Герпес Зостер вирус IgA (VZV IgA)	EIA3522	105'	37°С	+, -, Cut-off	92,8%	98,7%	100 pC	96
Герпес Зостер вирус IgG (VZV IgG)	EIA3523	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	98,2%	100 pC	96
Герпес Зостер вирус IgM (VZV IgM)	EIA3524	105'	37°С	+, -, Cut-off			100 pC	96
Респираторный синцитиальный вирус IgA (RSV IgA)	EIA3506	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	85,7%	100 pC	96
Респираторный синцитиальный вирус IgG (RSV IgG)	EIA3507	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	100%	100 pC	96
Респираторный синцитиальный вирус IgM (RSV IgM)	EIA3508	105'	37°С	+, -, Cut-off			100 pC	96
Астровирус (антиген в стуле) (Astrovirus Ag stool)	EIA4456	70'	КТ	+, -			100 мг Ст	96

ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

Аспергилл IgA (Aspergillus fumigatus IgA)	EIA2500	110'	КТ	1 - 140 Е/мл	95%	95%	100 pC	96
Аспергилл IgG (Aspergillus fumigatus IgG)	EIA2501	110'	КТ	1 - 200 Е/мл.	95%	95%	100 pC	96
Аспергилл IgM (Aspergillus fumigatus IgM)	EIA2502	110'	КТ	1 - 60 Е/мл	95%	95%	100 pC	96
Кандида IgG (Candida albicans IgG)	EIA3458	105'	37°С	+, -, Cut-off	98%	100%	100 pC	96
Кандида IgM (Candida albicans IgM)	EIA3459	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	100%	100 pC	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), + - положительный контроль, - - отрицательный контроль, pC -разведенная сыворотка, 100 мг Ст - 100 миллиграмм стула

Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drtech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Наименование	Кат. №	Время	°С	Контроли	Специфичность	Чувствительность	Образец анализа, мкл	Кол-во тестов
Коклюш IgA (Bordetella pertussis/toxin IgA)	EIA3449	105'	37°С	+, -, Cut-off	92,5%	97,3%	100 pC	96
Коклюш IgG (Bordetella pertussis/toxin IgG)	EIA3450	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	94,9%	100 pC	96
Коклюш IgM (Bordetella pertussis/toxin IgM)	EIA3451	105'	37°С	+, -, Cut-off	100%	94%	100 pC	96
Боррелия IgG рекомбинантный (Borrelia IgG)	EIA4289	120'	37°С	+, -, 2 - 200 Е/мл	98,3%	94,1%	100 pC pП pЦСЖ	96
Боррелия IgM рекомбинантный (Borrelia IgM)	EIA4288	120'	37°С	+, -, 2 - 100 Е/мл	95%	100%	100 pC pП pЦСЖ	96
Бруцелла IgA (Brucella IgA) (минимальный заказ - 5 наборов)	EIA3271	110'	КТ	1 - 200 Е/мл			5 С П	96
Бруцелла IgG (Brucella IgG)	EIA3455	105'	37°С	+, -, Cut-off	98,8%	100%	100 pC	96
Бруцелла IgM (Brucella IgM)	EIA3456	105'	37°С	+, -, Cut-off	99%	100%	100 pC	96
Хламидия IgA (Chlamydia trachomatis IgA)	EIA3461	105'	37°С	+, -, Cut-off			100 pC	96
Хламидия IgM (Chlamydia trachomatis IgM)	EIA3463	105'	37°С	+, -, Cut-off			100 pC	96
Хламидия IgA (Chlamydia pneumoniae IgA)	EIA2942	150'	37°С	+, -, Cut-off	99%	96%	5 С П	96
Хламидия IgG (Chlamydia pneumoniae IgG)	EIA3912	105'	37°С	+, -, Cut off	91,7%	90,2%	10 С П	96
Хламидия IgM (Chlamydia pneumoniae IgM)	EIA3913	105'	37°С	+, -, Cut off	95%	83,3%	10 С П	96
Столбнячный токсин IgG (Tetanus toxin IgG)	EIA3514	105'	37°С	+, -, 0,2 - 1,0 Е/мл	100%	100%	100 pC	96
Хеликобактер IgA (Helicobacter IgA)	EIA3483	105'	37°С	15 - 150 Е/мл	95%	93%	100 pC	96
Хеликобактер IgG (Helicobacter IgG)	EIA3484	105'	37°С	15 - 150 Е/мл	100%	100%	100 pC	96
Хеликобактер IgM (Helicobacter IgM)	EIA2111	80'	КТ	+, -, Cut off			100 pC	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), + - положительный контроль, - - отрицательный контроль, С - сыворотка, 100 мг/1г Ст - 100 миллиграмм/1 грамм стула, pC - разведенная сыворотка, pП - разведенная плазма, pСМЖ - разведенная цереброспинальная жидкость

Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drtech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

Наименование	Кат. №	Время	°С	Особенности	Специфич-ность	Чувствитель-ность	Образец анализа, мкл	Кол-во тестов
Легионелла	EIA2814	75'	КТ	+, -, Cut-off	98,9%	100%	100 pC	96
Легионелла (антиген в моче (Legionella pneumophila Ag urine))	EIA4205	45'	КТ	+, -			100 М	96
Микоплазма IgG (Mycoplasma pneumoniae IgG)	EIA3499	105'	37°C	+, -, Cut-off	100%	93%	100 pC	96
Микоплазма IgM (Mycoplasma pneumoniae IgM)	EIA3500	105'	37°C	+, -, Cut-off	99%	89%	100 pC	96
Микоплазма IgG (Mycoplasma hominis IgG)	EIA4559	105'	37°C	+, -, Cut-off			100 pC	96
Уреаплазма IgG (Ureaplasma urealiticum IgG)	EIA4623	105'	37°C	+, -, Cut-off			100 pC	96
Криптоспоридий (антиген в стуле) (Cryptosporidium Ag stool)	EIA3467	45'	КТ	+, -	98%	93%	1 г Ст	96
Иерсиния IgA (Yersinia enterocolitica IgA)	EIA2566	110'	КТ	1 - 200 Е/мл			100 pC pП	96
Иерсиния IgG (Yersinia enterocolitica IgG)	EIA2567	110'	КТ	1 - 180 Е/мл	95%	95%	100 pC pП	96
Иерсиния IgM (Yersinia enterocolitica IgM)	EIA2568	110'	КТ	1 - 110 Е/мл	95%	95%	100 pC pП	96

Аббревиатуры и сокращения:

КТ - комнатная температура (20 - 25 °С), + - положительный контроль,

- - отрицательный контроль, С - сыворотка, П - плазма, pC - разведенная сыворотка, pП - разведенная плазма, М - моча, 1 г Ст - 1 грамм стула

Продукция зарегистрирована на территории Российской Федерации.

Р № ФСЗ 2007/00067 от 09.07.2007, срок действия не ограничен

Р № ФСЗ 2009/03935 от 10.03.2009, срок действия не ограничен

Р № ФСЗ 2009/03994 от 18.03.2009, срок действия не ограничен

Р № ФСЗ 2009/05432 от 30.07.2009, срок действия не ограничен

Р № ФСЗ 2009/05434 от 30.07.2009, срок действия не ограничен

Р № ФСЗ 2009/05435 от 30.07.2009, срок действия не ограничен

Р № ФСЗ 2010/06815 от 21.05.2010, срок действия не ограничен

Р № ФСЗ 2010/06816 от 21.05.2010, срок действия не ограничен

Р № ФСЗ 2010/06817 от 21.05.2010, срок действия не ограничен

Р № ФСЗ 2010/06818 от 21.05.2010, срок действия не ограничен

Р № ФСЗ 2011/10070 от 04.07.2011, срок действия не ограничен

Р № ФСЗ 2011/10071 от 04.07.2011, срок действия не ограничен

Продукция отнесена к коду ОКП 939816, 939817, 939818 "Наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики", в сертификации не нуждается!

Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drtech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

МИКРОБИОЛОГИЯ

СРЕДЫ КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ "CHROMAGAR", ФРАНЦИЯ

Наименование	Определяемые патогены	Образец для посева	Время, ч	°C	Особенности	Кат.№	Кол-во готовой среды
CHROMagar™ Candida	<i>Candida albicans</i> , <i>Candida tropicalis</i> , <i>Candida krusei</i>	Мокрота, кожа, моча, вагинальные образцы	48	30-37		CA220 CA222	1000 5000
CHROMagar™ Orientation	<i>E. coli</i> , <i>Enterococcus</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Proteus</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Staph. aureus</i> , <i>Staph. saprophyticus</i>	Моча	18 - 24	37		RT410 RT412	1000 5000
CHROMagar™ MRSA	Methicillin Resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	Назальные, перинеальные, ректальные, гортанные образцы	24	37		MR502 MR500	5000 1000
CHROMagar™ VRE	VR <i>E. faecalis</i> VR <i>E. faecium</i>	Стул	24	37		VR952	5000
Rambach™ Agar	<i>Salmonella</i>	Стул, кровяной изолят	24	37		RR701	4×1000
CHROMagar™ Staph. Aureus	<i>Staph. aureus</i>	Раны, мокрота, образцы пищи	24	37		TA670 TA672	1000 5000
CHROMagar™ Vibrio	<i>V. parahaemolyticus</i> , <i>V. vulnificus</i> , <i>V. cholerae</i>	Морепродукты, морская вода, фекалии	24	37		VB910 VB912	1000 5000
CHROMagar™ E.coli	<i>E. coli</i>	Переработанная пища, сырые материалы, вода, молоко, образцы окружающей среды	24	37	44°C - для подавления комменсальной флоры и/или выявления термотолерантных <i>E.coli</i>	EC166 EC168	1000 5000
CHROMagar™ ECC	<i>E. coli</i> и колиформные бактерии	Переработанная пища, сырые материалы, вода, молоко, образцы окружающей среды	24	37	44°C - если целью исследования является определение фекальных колиформных бактерий	EF320 EF322	1000 5000
CHROMagar™ Liquid ECC	<i>E. coli</i> и колиформные бактерии	Вода	24	37	44°C - если целью исследования является определение фекальных колиформных бактерий), метод для подложек (метод мембранной фильтрации)	EL382	5000

Наименование	Определяемые патогены	Образец для посева	Время, ч	°C	Особенности	Кат.№	Кол-во готовой среды
CHROMagar™ O157	<i>E. coli</i> O157	Фекалии животных или человека, срезы мяса и другие образцы, полученные от животных	24	37		EE220 EE222	1000 5000
CHROMagar™ Listeria	<i>L. monocytogenes</i>	Образцы пищи и окружающей среды	24	37		LM851 LM852	1000 5000
CHROMagar™ Listeria Identific	<i>L. monocytogenes</i>	Подозрительные колонии из CHROMagar™ Listeria	24	37	Подтверждающий метод для CHROMagar™ Listeria	LK970	250
CHROMagar™ Salmonella	<i>Salmonella</i> spp.: <i>S.typhi</i> , <i>S.paratyphi</i>	Образцы крови или стула	24	37		SA130 SA132	1000 5000
CHROMagar™ Salmonella Plus	<i>Salmonella</i> spp.: <i>S.typhi</i> , <i>S.paratyphi</i> A, лактозо-положительная <i>Salmonella</i>	Пища, мясо, свежие яйца, молочная продукция и т.п.	24	37		SA162	5000
CHROMagar™ Strep B	<i>Streptococcus agalactiae</i> (СГБ - Стрептококк группы Б)	Вагинальные образцы, ректальные мазки, фекалии	24	37		SB282	5000
CHROMagar™ KPC supplement	«Грам –» с карбопенемазной устойчивостью: <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Pseudomonas</i>	Стул	18 - 24	37	Добавка к CHROMagar Orientation, поставляется в комплекте со средой	KPRT2	5000
CHROMagar™ ESBL supplement	«Грам –» продуценты β-лактамазы широкого спектра действия: <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Proteus</i>	Стул, моча	18 - 24	37	Добавка к CHROMagar Orientation, поставляется в комплекте со средой	ESRT2	5000

Продукт зарегистрирован на территории Российской Федерации.
Регистрационное удостоверение
РУ 2009/03899 от 03.03.2009, срок действия не ограничен

Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drgtech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

Экспресс-лаборатория

Оборудование и расходные материалы для РОСТ лаборатории (Point of care, «у постели больного»)

Работа со свежей цельной кровью, исключение преаналитического этапа.

Выполнение тестов в течение 1,5-5 минут.

Автономные, простые в обращении, портативные приборы.

Проведение тестов не требует специальной подготовки.

Применение:

- Операционная, рентгенооперационная;
- Отделение анестезиологии и реанимации;
- Неотложная помощь;
- Родильное отделение, неонатология;
- Гемодиализ и ЭКМО;
- Мобильный госпиталь, санавиация;
- Военно-медицинские подразделения и флот;
- Кабинет кардиолога.

IRMA TRU POINT

Портативный газоанализатор

Тесты (одноразовые мультипараметрические самокалибрующиеся картриджи с резервуаром для избытка крови образца, хранящиеся при комнатной температуре):

- Газы крови (pH, pO₂, pCO₂);
- Электролиты крови (Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa²⁺);
- Азот мочевины, креатинин;
- Гематокрит, лактат, глюкоза;
- Расчет HCO₃⁻, буферных систем;
- Расчет tCO₂, SPO₂, tHb;
- Расчет pH-нейтрализованного iCa.

Время анализа 90 секунд, объем пробы 125 мкл свежей крови, корреляция гематокрита для условий кардиохирургической операционной.

Комплектация: анализатор, картридж электронного контроля блок питания, 2 аккумулятора, зарядное устройство, инструкция пользователя, сенсорный дисплей, встроенный принтер.

Дополнительно: тестовые картриджи, контрольные наборы, считыватель бар-кодов, программа обработки лабораторных данных на ПК, капилляры для забора и ввода в тестовый картридж капиллярной крови, картриджи для безболезненного забора капиллярной крови у взрослых, детей и новорожденных, в т.ч. недоношенных.

Размеры 292x242x127 мм, вес 2,4 кг без аккумулятора.



Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drtech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

HEMOCHRON RESPONSE

Портативный экспресс-коагулометр с возможностью автоматического расчета доз гепарина и протамина с учетом индивидуальной чувствительности и метаболизма препаратов в организме пациента.

Тесты (одноразовые пробирки с бар-кодом, крышкой, магнитом и реагентом внутри)

- Активированное время свертывания крови (АВС, АСТ, целит, каолин и стекло);
- Время анализа 90 секунд, объем пробы 1,5-2 мл свежей крови.

Комплектация: анализатор, картриджи электронного контроля блок питания, инструкция пользователя), память на 600 тестов пациентов и 300 контрольных тестов, жидкокристаллический дисплей, встроенный принтер, перезаряжаемые батареи на 8 часов работы, индикация уровня заряда на дисплее, одновременное выполнение двух разных тестов.

Дополнительно: тестовые пробирки и наборы, контрольные наборы, программа обработки лабораторных данных на ПК, программа расчета доз гепарина и протамина RxDx.

Размеры 19x27x22 см, вес 2,9 кг.



HEMOCHRON Jr.Signature+

Портативный экспресс-коагулометр (микрокоагуляционная технология)

Тесты (одноразовые закрытые пластиковые картриджи со встроенным реагентом и приемной лункой для образца крови):

- Активированное время свертывания крови (АВС, АСТ);
- Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ, АПТВ);
- Протромбиновое время и МНО.

Время анализа 90 секунд, объем пробы - 1 капля свежей цельной крови

Размеры: 19x5x9 см, вес 0,34 кг



Комплектация: анализатор, картриджи электронного контроля (нормальный, патологический, температурный), блок питания, инструкция пользователя), память на 400 тестов пациентов и 400 контрольных тестов, встроенный аккумулятор.

Дополнительно: тестовые картриджи, контрольные наборы, термопринтер, программа обработки лабораторных данных на ПК

РЕАКТИВЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К АНАЛИЗАТОРАМ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИИ
ПРОИЗВОДСТВА INTERNATIONAL TECHNIDYNE CORPORATION, США

КОАГУЛОМЕТРИЯ

Наименование	Определяемые параметры	Кат. №	Кол-во тестов	Анализатор	Целевые отделения
Пробирки для определения активированного времени свертывания крови в наборах	Активированное время свертывания (ABC, ACT) для средних и высоких доз гепарина (1-6 МЕ/мл)	HRFTCA510	95 или 950	Hemochron 401, 801, 8000, Responce	Кардиохирургическая операционная, рентгенооперационная, кардио-реанимация, экспресс-лаборатория
Пробирки для определения активированного времени свертывания крови в наборах	Активированное время свертывания (ABC, ACT) для средних и высоких доз гепарина (1-6 МЕ/мл) на фоне аprotинина	HRFTK-ACT	95 или 950	Hemochron 401, 801, 8000, Responce	Кардиохирургическая операционная, рентгенооперационная, кардио-реанимация, экспресс-лаборатория
Пробирки для определения активированного времени свертывания крови в наборах	Активированное время свертывания (ABC, ACT) для средних и низких доз гепарина (0-2,5 МЕ/мл)	P214	95	Hemochron 401, 801, 8000, Responce	Гемодиализ, гемофильтрация
Пробирки для определения времени ответа протамина в упаковках	Реакция на введение протамина, для средних и высоких доз (> 6,5 МЕ/мл). Расчет индив-ной дозы протамина	R-PRT-400	40	Hemochron Responce (с модулем RxDx)	Кардиохирургическая операционная, рентгенооперационная, кардио-реанимация, экспресс-лаборатория
Пробирки для определения времени ответа протамина в упаковках	Реакция на введение протамина для средних и высоких доз (> 6,5 МЕ/мл) на фоне аprotинина. Расчет индивидуальной дозы протамина на фоне аprotинина	R-PRT-400K	40	Hemochron Responce (с модулем RxDx)	Кардиохирургическая операционная, рентгенооперационная, кардиореанимация, экспресс-лаборатория
Пробирки для определения времени ответа протамина в упаковках	Реакция на введение протамина для низких и средних доз (< 6,5 МЕ/мл). Расчет индивидуальной дозы протамина	R-PRT-200	40	Hemochron Responce (с модулем RxDx)	Кардиохирургическая операционная, рентгенооперационная, кардиореанимация, экспресс-лаборатория
Пробирки для определения времени ответа протамина в упаковках	Реакция на введение протамина для низких и средних доз (< 6,5 МЕ/мл) на фоне аprotинина. Расчет индивидуальной дозы протамина на фоне аprotинина	R-PRT-200K	40	Hemochron Responce (с модулем RxDx)	Кардиохирургическая операционная, рентгенооперационная, кардиореанимация, экспресс-лаборатория
Пробирки для определения времени ответа протамина в упаковках	Уровень нейтрализации гепарина протамином.	PDAO	40	Hemochron Responce (с модулем RxDx)	Кардиохирургическая операционная, рентгенооперационная, кардиореанимация, экспресс-лаборатория
Пробирки для определения времени ответа протамина в упаковках	Уровень нейтрализации гепарина протамином на фоне аprotинина	PDAOK	40	Hemochron Responce (с модулем RxDx)	Кардиохирургическая операционная, рентгенооперационная, кардиореанимация, экспресс-лаборатория
Пробирки для определения времени ответа гепарина в упаковках	Реакция на введение гепарина, целевое время 300-600с. Расчет индивидуальной дозы гепарина.	R-HRT-480P	40	Hemochron Responce (с модулем RxDx)	Кардиохирургическая операционная, рентгенооперационная, кардиореанимация, экспресс-лаборатория
Пробирки для определения времени ответа гепарина в упаковках	Реакция на введение гепарина, целевое время 300-600с. Расчет индивидуальной дозы гепарина на фоне аprotинина	R-HRT-480PK	40	Hemochron Responce (с модулем RxDx)	Кардиохирургическая операционная, рентгенооперационная, кардиореанимация, экспресс-лаборатория
Картриджи для определения активированного частичного тромбопластинового времени в наборах	Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ, АРРТ) свежей крови. Объем образца 1 капля	J 103	45	Hemochron Signature+	Операционная, кардиореанимация, реанимация, детская реанимация, неонатология, экспресс-лаборатория, реанимобиль, мобильный госпиталь, гемодиализ, ЭКМО
Картриджи для определения активированного времени свертывания крови в наборах	Активированное время свертывания (ACT) свежей крови для средних и высоких доз гепарина (1-6 МЕ/мл). Объем образца 1 капля	J ACT+	45	Hemochron Signature+	Операционная, кардиореанимация, реанимация, детская реанимация, неонатология, экспресс-лаборатория, реанимобиль, мобильный госпиталь
Картриджи для определения активированного времени свертывания крови в наборах	Активированное время свертывания (ACT) свежей крови для средних и низких доз гепарина (0-2,5 МЕ/мл). Объем образца 1 капля	J ACT-LR	45	Hemochron Signature+	Операционная, кардиореанимация, реанимация, детская реанимация, неонатология, экспресс-лаборатория, гемодиализ и ЭКМО, реанимобиль, мобильный госпиталь
Картриджи для определения протромбинового времени в наборах	Протромбиновое время, МНО	J201	45	Hemochron Signature+	Кардиореанимация, общая реанимация, в т.ч. детская, роддом, экспресс-лаборатория, кабинет кардиолога, реанимобиль, мобильный госпиталь

ГАЗОАНАЛИЗ И ЭЛЕКТРОЛИТЫ

Наименование	Определяемые параметры	Кат. №	Кол-во тестов	Анализатор	Целевые отделения
Картриджи для определения газов крови в упаковках по 25 штук (BG)	pH, pO ₂ , pCO ₂ , HCO ₃ ⁻ , TCO ₂ , BE _{ecf} , Beб, O ₂ Sat	48103	25	IRMA TruPoint	Операционная, реанимация, в т.ч. детская, роддом, гемодиализ, экспресс-лаборатория, реанимобиль
Картриджи для определения электролитов и гематокрита в упаковках (H3)	Na ⁺ , K ⁺ , iCa, Гематокрит, общий гемоглобин	048400	25	IRMA TruPoint	Операционная, реанимация, в т.ч. детская, роддом, гемодиализ, экспресс-лаборатория, реанимобиль
Картриджи для определения газов крови, электролитов и гематокрита в упаковках (CC)	pH, pO ₂ , pCO ₂ , NA ⁺ , K ⁺ , iCa, Гематокрит, HCO ₃ ⁻ , TCO ₂ , BE _{ecf} , Beб, O ₂ Sat, общий гемоглобин, нейтрализованный iCa	39903	25	IRMA TruPoint	Операционная, реанимация, в т.ч. детская, роддом, гемодиализ, экспресс-лаборатория, реанимобиль
Картриджи для определения электролитов, гематокрита и азота мочевины в упаковках (H4)	Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , азот мочевины (BUN), гематокрит, общий гемоглобин	055704	25	IRMA TruPoint	Операционная, реанимация, в т.ч. детская, роддом, гемодиализ, экспресс-лаборатория, реанимобиль
Картриджи для определения электролитов и глюкозы в упаковках (GL)	NA ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , глюкоза	065202	25	IRMA TruPoint	Операционная, реанимация, в т.ч. детская, роддом, гемодиализ, экспресс-лаборатория, реанимобиль

КОНТРОЛЬНЫЕ НАБОРЫ

Наименование	Определяемые параметры	Кат. №	Кол-во тестов	Анализатор
Наборы контроля активированного времени свертывания крови	Двухуровневый контроль для пробирок HRFTCA510, HRFTK-ACT	QCACT	10 контролей уровня 1 и 10 контролей уровня 2	Hemochron 401, 801, 8000, Responce
Наборы контроля времени ответа гепарина	Двухуровневый контроль для пробирок R-HRT-480P, R-HRT-480PK	RQCHRT	10 контролей уровня 1 и 10 контролей уровня 2	Hemochron Responce (с модулем RxDx)
Наборы контроля времени ответа протамина, анализа дозы протамина	Двухуровневый контроль для пробирок R-PRT-400, R-PRT-400 K, R-PRT-200, R-PRT-200K	RQCPR	10 контролей уровня 1 и 10 контролей уровня 2	Hemochron Responce (с модулем RxDx)
Флаконы нормального контроля для активированного времени свертывания крови в упаковках	Нормальный контроль для пробирок P 214	DCP214-N	15	Hemochron 401, 801, 8000, Responce
Флаконы патологического контроля для активированного времени свертывания крови в упаковках	Патологический контроль для пробирок P 214	DCP214-A	15	Hemochron 401, 801, 8000, Responce
Флаконы нормального контроля для активированного времени свертывания крови в упаковках	Нормальный контроль для картриджей JACT+	DCJACT-N	15	Hemochron Signature+
Флаконы патологического контроля для активированного времени свертывания крови в упаковках	Патологический контроль для картриджей JACT+	DCJACT-A	15	Hemochron Signature+
Флаконы нормального контроля для активированного времени свертывания крови в упаковках	Нормальный контроль для картриджей JACT-LR	DCJLR-N	15	Hemochron Signature+
Флаконы патологического контроля для активированного времени свертывания крови в упаковках	Патологический контроль для картриджей JACT-LR	DCJLR-A	15	Hemochron Signature+
Флаконы нормального контроля для активированного частичного тромбопластинового времени в упаковках	Нормальный контроль для картриджей J103	DCJAPTT-N	15	Hemochron Signature+
Флаконы патологического контроля для активированного частичного тромбопластинового времени в упаковках	Патологический контроль для картриджей J103	DCJAPTT-A	15	Hemochron Signature+
Флаконы нормального контроля для протромбинового времени в упаковках по 15 штук	Нормальный контроль для картриджей J201	DCJPT-N	15	Hemochron Signature+
Флаконы патологического контроля для протромбинового времени в упаковках по 15 штук	Патологический контроль для картриджей J201	DCJPT-A	15	Hemochron Signature+

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВЬЮ

Целевые отделения: операционная, реанимация,
в т. ч. детская, роддом, гемодиализ, экспресс-лаборатория, реанимобиль

Наименование	Определяемые параметры	Кат. №	Кол-во тестов	Анализатор
Капилляры для взятия крови в наборах	Для забора капиллярной крови у детей и новорожденных	040500	50	IRMA TruPoint
Картриджи одноразовые для взятия крови у новорожденных	Картриджи Tenderfoot для безболевого забора крови у новорожденных весом менее 1 кг (из пятки)	TFM50I	50	IRMA TruPoint, HemoChron Signature+
Картриджи одноразовые для взятия крови у новорожденных	Картриджи Tenderfoot для безболевого забора крови у новорожденных и детей до 3 мес (из пятки)	TFP50I	50	IRMA TruPoint, HemoChron Signature+
Картриджи одноразовые для взятия крови у новорожденных в упаковках	Картриджи Tenderfoot для безболевого забора крови у новорожденных и детей до 3 мес (из пятки)	TFP1000I	1000	IRMA TruPoint, HemoChron Signature+
Картриджи одноразовые для взятия крови у детей	Картриджи Tenderfoot для безболевого забора крови у детей от 3 до 6 мес (из пятки)	TF50I	50	IRMA TruPoint, HemoChron Signature+
Картриджи одноразовые для взятия крови у детей в упаковках	Картриджи Tenderfoot для безболевого забора крови у детей от 3 до 6 мес (из пятки)	TF1000I	1000	IRMA TruPoint, HemoChron Signature+
Картриджи одноразовые для взятия крови у детей	Картриджи Tenderfoot для безболевого забора крови у детей от 6 до 2 лет мес (из пятки)	TFT50I	50	IRMA TruPoint, HemoChron Signature+
Картриджи одноразовые для взятия крови у взрослых в упаковках	Картриджи Tenderlett для безболевого забора крови у детей и взрослых (из пальца)	TL100I	100	IRMA TruPoint, HemoChron Signature+
Картриджи одноразовые для взятия крови у взрослых в упаковках	Картриджи Tenderlett для безболевого забора крови у детей и взрослых (из пальца)	TL5000I	5000	IRMA TruPoint, HemoChron Signature+
Картриджи одноразовые для взятия крови у новорожденных	Картриджи для безболевого забора крови Surgicutt (определение времени кровотечения) для новорожденных	SUN50I	50	
Картриджи одноразовые для взятия крови у детей	Картриджи для безболевого забора крови Surgicutt (определение времени кровотечения) для детей	SUJ50I	50	
Картриджи одноразовые для взятия крови у взрослых	Картриджи для безболевого забора крови Surgicutt (определение времени кровотечения) для взрослых			
Картриджи одноразовые для взятия крови у взрослых	Картриджи для безболевого забора крови Surgicutt (определение времени кровотечения) для взрослых, с салфетками	SUB100I	50	

Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете, разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru, прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drtech.ru, по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

Оценка параметров в течение 1-5 минут:

- **Контроль терапии антикоагулянтами**
- **Автоматический расчет индивидуальных доз гепарина и протамина**
- **Газоанализ**
- **Электролиты крови**
- **Кислотно-основное состояние**
- **Другие лабораторные показатели**



DRG:HYBRID XL

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ И
БИОХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗАТОР

MADE IN GERMANY

17-ОН-Прогестерон,
25-ОН-Витамин D,
Прогестерон,
Кортизол,
Эстрадиол,
С-реактивный белок,
Дигидроэпиандростерон
(ДГЭА),
Тестостерон,
Альдостерон,
Ренин,
Свободный Тестостерон,
Дигидроэпиандростерона
сульфат (ДГЭА-С)



DRG 
Техсистемс, ЗАО

Приобрести любую продукцию нашей компании вы можете,
разместив заказ через наш интернет-сайт www.drgtech.ru,
прислав заказ на наш e-mail: zakaz@drtech.ru,
по телефонам: +7 (499) 277 07 20 или по факсу: +7 (499) 724 29 49

**Приобрести любую продукцию
нашей компании вы можете,
разместив заказ через наш
интернет-сайт www.drgtech.ru,
прислав заказ на наш e-mail:
zakaz@drgtech.ru,
по телефонам: +7 (499) 277 07 20
или по факсу: +7 (499) 724 29 49**